


Produkt Information

Standard **pro**.Tray – Sieb-Trays mit Lochblechwandung



Standard **pro**.Tray – Sieb-Tray mit Lochblechwandung, Art.-Nr.: PT-002-B3

Standard **pro**.Tray

Sieb-Trays mit Lochblechwandung für die Reinigung/Desinfektion, Sterilisation und Lagerung von Instrumenten, stapelbar, versenkbare Fallgriffe .

- ✓ Standardgrößen
- ✓ Stapelrahmen
- ✓ Systemoptimiert

Standardisierte Lösung für die Aufbereitung von Medizinprodukten. Patientensicherheit und Schutz für Ihre Investment.

Standard **pro.**Tray – Drahtgeflecht Siebkörbe

Drahtsieb mit 4 mm Maschenweite, Stapelrahmen, versenkbare Fallgriffe, rostfreier Stahl 1.4301, elektropoliert.

Size in mm	Art.-Nr.
240 x 250 x 30	PT-002-A1
240 x 250 x 60	PT-002-A3
240 x 250 x 100	PT-002-A5
480 x 250 x 30	PT-002-B1
480 x 250 x 60	PT-002-B3
480 x 250 x 100	PT-002-B5
540 x 250 x 30	PT-002-C1
540 x 250 x 60	PT-002-C3
540 x 250 x 100	PT-002-C5

Für weitere Informationen, Fragen oder Bestellungen besuchen Sie bitte unsere Website - www.medprocesstec.com - und benutzen Sie unseren **Webshop** oder das beigefügte Anfrageformular.

Ihr Kontakt zu uns:

MedProcessTec GmbH
contact@medprocesstec.com
www.medprocesstec.com

Angebotsanfrage

Hiermit bitte wir um ein unverbindliches Angebot, über die angegebene Anzahl der unterhalb gekennzeichneten **MedProcessTec** Produkte.

Produktbeschreibung	Artikel-Nr.	Einheit	Anzahl
■ Standard pro.Tray – Sieb-Tray mit Lochblechwandung, stapelbar, mit Fallgriffen 240 x 250 x 60 mm	PT-002-A1	Stück	
■ Standard pro.Tray – Sieb-Tray mit Lochblechwandung, stapelbar, mit Fallgriffen 240 x 250 x 60 mm	PT-002-A3	Stück	
■ Standard pro.Tray – Sieb-Tray mit Lochblechwandung, stapelbar, mit Fallgriffen 240 x 250 x 100 mm	PT-002-A5	Stück	
■ Standard pro.Tray – Sieb-Tray mit Lochblechwandung, stapelbar, mit Fallgriffen 480 x 250 x 30 mm	PT-002-B1	Stück	
■ Standard pro.Tray – Sieb-Tray mit Lochblechwandung, stapelbar, mit Fallgriffen 480 x 250 x 60 mm	PT-002-B3	Stück	
■ Standard pro.Tray – Sieb-Tray mit Lochblechwandung, stapelbar, mit Fallgriffen 480 x 250 x 100 mm	PT-002-B5	Stück	
■ Standard pro.Tray – Sieb-Tray mit Lochblechwandung, stapelbar, mit Fallgriffen 540 x 250 x 30 mm	PT-002-C1	Stück	
■ Standard pro.Tray – Sieb-Tray mit Lochblechwandung, stapelbar, mit Fallgriffen 540 x 250 x 60 mm	PT-002-C3	Stück	
■ Standard pro.Tray – Sieb-Tray mit Lochblechwandung, stapelbar, mit Fallgriffen 540 x 250 x 100 mm	PT-002-C5	Stück	

Ihre Kontaktdaten

Einrichtung / Firma *

Abteilung

Ansprechpartner (Vor- und Nachname) *

Straße & Hausnummer *

PLZ & Ort *

E-Mail Adresse *

Telefon

* Pflichtangaben

Senden an : E-Mail: sales@medprocesstec.com oder Fax: +49 7425 2319 297